



geneO<sup>+</sup>  
by Pollogen

Вершина аппаратных  
процедур по уходу за кожей

**LUMENIS ■ SOLTA MEDICAL ■ ZIMMER ■ MIRAVEX ■ POLLOGEN ■ FOTOFINDER**

M22 ■ FRAXEL ■ ACUPULSE ■ LIGHTSHEER ■ THERMAGE ■ ULTRAPULSE ■ VASER ■ FINEPEEL  
FOTOFINDER ATBM ■ ANTERA 3D ■ MAXIMUS ■ Z WAVE ■ Z LIPO ■ GENE0+ ■ CLEAR+BRILLIANT

# geneO<sup>+</sup> by Pollogen



## Вершина аппаратных процедур по уходу за кожей

geneO+ — новый уникальный аппарат производства компании Pollogen, который заставит пересмотреть взгляд на проведение уходовых процедур. Четыре опции в одном аппарате: RF (TriPollar®), оксигенация (OxyGeneo™), сонофорез (трансдермальная доставка Ultrasound™) и миофасциальный массаж NeoMassage. Синергизм действий. Эффект выше ожиданий. Преображение за час.

## Уникальные возможности geneO+

Платформа geneO+ позволяет проводить процедуры омоложения, осветления и улучшения качества кожи пациентам любого возраста с I-VI фототипом. Такие процедуры хорошо встраиваются в программы применения космецевтики, могут проводиться самостоятельно, а также в сочетании с инъекционными, лазерными и IPL процедурами.

При использовании geneO+ не нужна подготовка: процедуры отличаются высоким уровнем комфорта и не имеют периода реабилитации.

Одна из самых востребованных процедур geneO+ — процедура «Золушка», которая направлена на быстрое омоложение, сокращение морщин, подтяжку кожи, придание ей свежего и здорового вида.




# Четыре опции в одном аппарате

для эффективного и комфортного омоложения и оздоровления кожи



OxyGeneo™

Оксигенация кожи изнутри, очистка, обогащение натуральными ингредиентами.




## Эксфолиация

Капсула Capsugen™ очищает поверхность кожи, удаляя отмершие клетки эпидермиса. В результате кожа разглаживается и ускоряется ее обновление.



## Инфузия

Активные ингредиенты геля Pollogen выделяются в результате его реакции с Capsugen™ и проникают внутрь кожи.




## Оксигенация

Технология OxyGeneo™ позволяет без инъекций вводить в кожу углекислый газ, что приводит к высвобождению из крови кислорода и к увеличению тканевого метаболизма.



NeoMassage




## NeoMassage

Миофасциальный аппаратный массаж для стимуляции лимфооттока и тренировки мышц лица.



TriPollar®

Мгновенная подтяжка кожи, равномерный нагрев с тремя активными RF-электродами.



Радиочастотная энергия генерирует тепло в тканях. Благодаря патентованной технологии TriPollar® достигается глубокий и равномерный нагрев кожи.




Нагрев служит пусковым механизмом для синтеза нового коллагена и эластина в дерме. За счет изменения третичной структуры молекул коллагена происходит их сокращение. Эффект выражается в подтяжке кожи.



UltraSound™


Трансдермальная доставка биологически активных веществ.



Ультразвуковые волны воздействуют на роговой слой эпидермиса, расширяя пространство между корнеоцитами. В результате этого увеличивается проницаемость кожи для биологически активных веществ. В процессе проведения ультразвукового фонофореза используются различные косметические линии, которые могут подбираться индивидуально.



## Результаты лечения geneO+



До процедуры




Сразу после 1 процедуры




До процедуры




После 5 процедур




До процедуры



Сразу после 1 процедуры



До процедуры



Сразу после 1 процедуры